



技术参数

为您的设备 提供最佳维护保养方案

用您的移动电话扫描
QR码，即可获得更多
关于Assistina 301高速
手机的信息。



发货包装中不包括框图、符号照片、附属设备和插图中的附件。

型号:	Assistina 301 plus	CE
维护保养周期:	约35秒	
润滑油箱容量:	250 ml, 约合3,500维护周期用量	
清洁油箱容量:	250 ml, 约合2,500维护周期用量	
联接:	压缩空气联接: 快速旋转耦合 - ϕ 6x4 mm、1/8" 母螺纹空气软管	
压缩空气:	4 - 10 bar (自动压力调节)	
压缩空气消耗率:	约 60 l/min.	
高x宽x长:	223 x 190 x 415 mm	
重量:	2.70 kg	

	直接联接	基本适配器* 适用于4-孔固定联接	辅助适配器**
直弯手机			
全部采用ISO联接	•		
拆卸式机头弯手机			•
Sirona T1			•
FG夹持系统 (W&H, Sirona)			•
NSK拆卸式机头弯手机			•
涡轮手机、气动洁牙机、气动马达			
Roto Quick耦合式W&H设备		•	•
其他快速旋转耦合式设备		•	• 请向相应制造商购买 4-孔固定联接型快速 旋转接头部件。
其他4-孔固定联接 (带或不带照明)		•	
其他Borden 2(3)-孔固定联接		•	•
Sirona TS2和TM1		•	•
Multiflex®***-系统用适配器		•	•
NSK 4-孔固定联接			•
NSK 2(3)-孔固定联接			•

* 标配 ** 可选 *** Multiflex® 是 Kaltenbach & Voigt GmbH & Co. KG, Biberach 公司的注册商标。

欲了解不同 Assistina 适配器的准确参数，请登录 wh.com。
欲订购 Assistina，请联系您的本地牙科零售供应商。



assistina

制造商:
W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
5111 Bürmoos, Austria
t + 43 6274 6236-0
f + 43 6274 6236-55
office@wh.com
wh.com



W&H中國
上海市闵行区中春路7755号宝虹中心709-710
室 邮编: 201101
電話: +86 21 3209 1768
傳真: +86 21 3209 1758
office.cn@wh.com
wh.com/cn

完美的维护保养解决方案—有效延长设备使用寿命



Assistina Plus 维护保养的优点

自动旋转注油润滑保证润滑油分布最佳，并生成润滑油膜。有效清除污渍。延长设备使用寿命并降低维护成本。

其他功能

因为润滑油自动给油系统，每次维护保养时只需用少量的油就可达到最佳的润滑效果，从而有效降低成本，无需使用过量的润滑油。

最佳Assistina产品：

W&H润滑油F1

W&H润滑油是W&H独立开发的产品，使用W&H润滑油是获得最佳维护保养的保证。

一键维护保养： 使用清洁剂和W&H润滑油F1

一键启动自动维护程序—旋转注油、内部清洁喷水水路、压缩空气 干燥。简单、便捷、安全。只需35秒，即可完成最佳维护保养。



01 联接设备。
关上盖板。

Assistina Plus—气动清洁/维护保养设备—适用于：



02 按下按钮。
自动启动维护程序。

- > 直弯手机
- > 涡轮手机
(除气浮轴承涡轮手机外)



03 35秒后，清洁和注油程序完成，设备获得最佳维护保养。

- > 气动马达
- > 气动洁牙机

自动设备维护的优点

- > 使用W&H润滑油对内部部件进行清洁和注油润滑
- > 使用清洁剂对喷水/喷气通路进行清洁
- > 压缩空气干燥

不再发生因污渍积聚造成的喷水/喷气通路阻塞。

Assistina使用乙醇基清洁剂清洗、使用压缩空气干燥内部部件。

完全清洁

Assistina高度重视环保。Assistina不仅为您彻底完全清洁设备，而且采用压缩空气进行干燥处理，您无须使用传统的气体、溶剂及其容器。废气经过吸入式过滤系统洁净后排泄，不会污染环境。